

## TERMÓMETRO DIGITAL PEDIÁTRICO GMD

Este termómetro de uso corporal marca GMD, que garantiza lecturas rápidas y precisas, está disponible en diseños de oso y rana, atractivos para los niños. Ideal para uso bucal, axilar o rectal. Cuenta con punta flexible que lo hace más funcional al momento de tomar la temperatura corporal. Su mecanismo resistente al agua permite lavarlo y desinfectarlo fácilmente. Tiene sistema de alarma de temperatura alta.

 Ideal para bebés y niños	 Punta flexible adaptable a puntos bucal, axilar y rectal
 Resistente al agua	 Memoria de la última lectura
 Libre de látex	 Se puede esterilizar con alcohol después del uso
 Señal de alarma de temperatura alta	 Apagado automático
 Servicio al cliente	 <b>1 AÑO DE GARANTÍA</b>



GMD-FD-4625-R RANA  
GMD-FD-4625-O OSO

EAN13	7709951922784 - 7709934970283
Dimensiones caja master	66,5 cm x 45 cm x 47,5 cm
Cantidad por caja master	300 unidades
Peso neto caja master	11,2 kg
Peso bruto caja master	13,9 kg
Dimensión caja primaria	20,3 cm x 7 cm x 2,4 cm
Peso neto unidad	0,373 kg
Dimensiones del producto	13,9 cm x 2,2 cm x 1,3 cm
Tamaño del LCD	18,4 mm x 6,8 mm
Baterías	(LR41, SR41, UCC 392) 1,5 V
Exactitud	"±0,1 °C / 0,2 °F en el rango normal por debajo de 35,5 °C y por encima de 42 °C: ±0,2 °C"
Rango	[32,0 - 42,9] °C
Registro Sanitario	2021DM-0024708

**Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100**  
**Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383**  
**Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855**  
 e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)  
 Santander, Colombia